

APPS イオンフォパウダー

要冷蔵

<粉末状エッセンス> 1g

2種類のビタミンC誘導体 (APPS*1、APS*2) 配合の導入用パウダー

精製水に溶かすだけで防腐剤のパラベンやフェノキシエタノールフリーのビタミンC誘導体ローションになります。



Point 1

カンタン

精製水に加えるだけで
ビタミンC誘導体の
ローションが完成！

Point 2

安心

無香料・無着色
防腐剤のパラベンや
フェノキシエタノール
フリー

Point 3

衛生的

施術時に
使用分のみ作成！

<使用方法>

肩口まで精製水を入れ、ゴムキャップで口を押さえよく振ってください。

バイアルビンに直接20mLの精製水を入れていただきますと
ビタミンC誘導体5% (APS*2 4.5%、APPS*1 0.5%) の
ローションとしてご使用いただけます。



【ご使用上の注意】

肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。肌に合わない場合はご使用をお止めください。

直射日光・高温を避け冷蔵庫で保管してください。

本品は防腐剤を使用していないため、溶解後は当日中にご使用ください。

Esthetic Salon
Menu



フェイシャルマッサージや
イオン導入の施術に！

施術のお仕上げに、
業務用 GOACジェルなどで
保湿をするのがオススメです！

プラスでオススメ！業務用製品

業務用
アイ・ティー・オー
GOACジェル（無香料）
<ジェル> 1kg



最新型両親媒性のビタミンC誘導体
GO-VC**3 0.05%配合ジェルです。

*1: APPS (パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na) / 整肌成分

*2: APS (アスコルビルリン酸Na) / 整肌成分

3: GO-VC (カプリル2-グリセリルアスコルビン酸) / 整肌成分



株式会社 アイ・ティー・オー

問い合わせ先: 0120-31-6588
FAX: 0120-83-6566
Email: ito@provitamin.jp
<https://ito-provitamin.co.jp>

